



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R01570030 ACIDO NITRICO 65% PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Dosagem	64,0 - 66,0%
Cor (APHA)	Máx. 10
Resíduo após Ignição	Máx. 0,0005%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,00005%
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,0001%
Arsênio (As)	Máx. 0,000001%
Ferro (Fe)	Máx. 0,00002%
Metais Pesados (como Pb)	Máx. 0,00002%
Formula	HNO ₃
P.M.	63,01g/Mol
CAS	7697-37-2

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR