



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TÉCNICA

**COD: R04745000 CARBOPOL 940 (ACIDO POLIACRILICO CARBOMERO) PA**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Pó branco
pH	2,7 a 3,5
Viscosidade (mPa's) de neutralizante (25°C) solução 0,5%	50000 – 60000
Claridade da solução	Min. 92,0%
Solvente residual	Máx. 0,1000%
Formula	$C_3H_4O_2$
P.M.	72,06
CAS	76050-42-5

Este documento é emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR