



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TECNICA

**COD: R00020500 ACETANILIDA PURISSIMA**

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Caracteres	pó cristalino quase branco
Odor	característico
Ponto de fusão	114 - 116°C
Perda por dessecação	MÁX. 0,01%
Teor	MÍN. 98,5%
Formula	C <sub>8</sub> H <sub>9</sub> NO
P.M	135,17g/mol
CAS	103-84-4

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO