

## FICHA TECNICA

**COD: R00080100 ACETATO DE CADMIO DIHIDRATADO PA**

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Min. 99,0%
Cloreto (Cl)	Max. 0,05%
Sulfato	Max. 0,01%
Bário	Max. 0,01%
Metais pesados	Max. 0,005%
Ferro	Max. 0,001%
Mg e sais alcalinos	Max. 0,3%
PH (sol.5% a 25°C)	5,0-7,0
Formula	$\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$
P.M.	176,17
CAS	62-54-4

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO