

FICHA TÉCNICA

COD: R00080500 ACETATO DE CADMIO DIHIDRATADO PA

| CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICAÇÃO |
|---------------------|---|
| Teor | Min. 99,0% |
| Cloreto (Cl) | Max. 0,05% |
| Sulfato | Max. 0,01% |
| Bário | Max. 0,01% |
| Metais pesados | Max. 0,005% |
| Ferro | Max. 0,001% |
| Mg e sais alcalinos | Max. 0,3% |
| PH (sol.5% a 25°C) | 5,0-7,0 |
| Formula | $\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ |
| P.M. | 176,17 |
| CAS | 62-54-4 |

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO