

## FICHA TECNICA

**COD: R00081000 ACETATO DE CADMIO DIHIDRATADO PA**

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Min. 99,0%
Cloreto (Cl)	Max. 0,05%
Sulfato	Max. 0,01%
Bário	Max. 0,01%
Metais pesados	Max. 0,005%
Ferro	Max. 0,001%
Mg e sais alcalinos	Max.0,3%
PH (sol.5% a 25°C)	5,0-7,0
Formula	Ca(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub> .H <sub>2</sub> O
P.M.	176,17
CAS	62-54-4

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO