



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R00120500 ACETATO DE CHUMBO NEUTRO (3H2O) PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	99,0 - 103,0%
Insolúveis em H ₂ O	Máx. 0,01%
Cloreto (Cl)	Máx. 5ppm
Nitrato e Nitrito (NO ₃)	Máx. 0,005%
Cálcio (Ca)	Máx. 0,005%
Cobre (Cu)	Máx. 0,002%
Ferro (Fe)	Máx. 0,001%
Formula	(CH ₃ COO) ₂ Pb.3H ₂ O
P.M.	379,3
CAS	6080-56-4

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR