



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R00161000 ACETATO DE ETILA HPLC

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Min.99,6%
Agua	Máx.0,04%
Acido Titulavel	Máx.0,8ueq/g
Resíduo após evaporação	Máx.2.0ppm
Absorbância (celular 1.00cm vs. Agua)	Máx.
265nm	0,05
280nm	0,02
330-400nm	0,01
Formula	C ₄ H ₈ O ₂
P.M	88,11
CAS	141-78-6

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO