



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R00200250 ACETATO DE MANGANES II OSO 4H2O PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Mín. 99,8%
Manganês	Mín. 22,4%
$Mn(CH_3COO)_2$	Mín. 70,50%
pH (solução 5%)	5,0 - 7,0
Ferro (Fe)	Máx. 20ppm
Arsênio (As)	Máx. 1ppm
Cádmio (Cd)	Máx. 1ppm
Chumbo (Pb)	Máx. 5ppm
Cromo (Cr)	Máx. 2ppm
Mercúrio (Hg)	Máx. 0,2ppm
CAS	6156-78-1

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO