



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TECNICA

**COD: R00200500 ACETATO DE MANGANES II OSO 4H2O PA**

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Mín. 99,8%
Manganês	Mín. 22,4%
Mn(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub>	Mín. 70,50%
pH (solução 5%)	5,0 - 7,0
Ferro (Fe)	Máx. 20ppm
Arsênio (As)	Máx. 1ppm
Cádmio (Cd)	Máx. 1ppm
Chumbo (Pb)	Máx. 5ppm
Cromo (Cr)	Máx. 2ppm
Mercúrio (Hg)	Máx. 0,2ppm
CAS	6156-78-1
Formula	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> MnO <sub>4</sub> .4H <sub>2</sub> O
P.M.	245,09

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR