



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TÉCNICA

COD: R00230250 ACETATO DE POTASSIO PA ACS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Mín. 99,0%
Aspecto	Pó ou cristal branco
Identificação	Positiva
pH (sol. 5%)	7,0 - 9,0
Potássio (K)	38,0 - 40,0%
Formula	CH ₃ COOK
P.M.	98,14
CAS	127-08-2

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR