



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TÉCNICA

COD: R00290005 ACETATO DE URANILA PA

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	De acordo
Identificação	Conforme
Teor	98,0 - 102,0%
Matéria insolúvel	Máx. 0,1%
Cloreto	Máx. 0,002%
Formula	$C_4H_6O_6U \cdot 2H_2O$
P.M.	424,15
CAS	6159-44-0

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR