



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TÉCNICA

COD: R00340500 ACETOACETATO DE ETILA 99% PA

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor (C.G.)	Mín. 99%
Densidade	1,028 - 1,032
Identificação	Positiva
Formula	$C_6H_{10}O_3$
P.M	130,14
CAS	141-97-9


Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR



Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR