



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R00351000 ACETONA PA ACS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Min. 99,5%
Cor (APHA)	Máx. 10
Resíduos após evaporação	Máx. 0,001%
Solubilidade em água	Passa no Teste
Acido titulável	Máx. 0,0003meq/g
Base titulavel	Máx. 0,0006meq/g
Aldeído (HCHO)	Máx. 0,002%
Álcool Iso- propílico	Máx. 0,05%
Metanol (CH ₃ OH)	Máx. 0,05%
Substância red. KMnO	Passa no Teste
Água (H ₂ O)	Máx. 0,5%
CAS	67-64-1
Formula	CH ₃ COCH ₃
P.M.	58,08g/Mol

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO