



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TECNICA

**COD: R00401000 ACETONITRILA PA ACS**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Min. 99,5%
Cor (APHA)	Máx. 10
Resíduo após evaporação	Máx. 0,005%
Acido titulavel	Máx. 8meq/g
Base titulavel	Máx. 0,6 meq/g
Água (H <sub>2</sub> O)	Máx. 0,3%
Formula	CH <sub>3</sub> CN
P.M.	41,05
CAS	75-05-8

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO