



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TECNICA

**COD: R00440250 ACIDO 4-NITROBENZOICO PA**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Característica	Pó cristalino amarelo claro e inodoro
Ponto de fusão	238-242°C
Umidade	Máx.0,5%
Teor	Min.98,5%
Formula	$C_7H_5NO_4$
P.M	167,12
CAS	62-23-7

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR