



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TÉCNICA

COD: R00461000 ACIDO ACETICO GLACIAL HPLC

CARACTERÍSTICAS

Teor (CG)
Identidade
Cor (APHA)
Resíduos não voláteis
Água (H₂O)
Formula
P.M.
CAS

ESPECIFICAÇÃO

Mín. 99,8%
IR em teste
Máx. 10
Máx. 0,001%
Máx. 0,1%
CH₃COOH
60,05
64-19-7

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO