



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TECNICA

**COD: R00580500 ACIDO ACETILSALICILICO PA**

### CARACTERISTICAS

### ESPECIFICAÇÃO

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Dosagem              | Mín. 99,0%  |
| Ácido Salicílico     | Máx. 0,1%   |
| Metais Pesados       | Máx. 0,001% |
| Cloreto (Cl)         | Máx. 0,015% |
| Resíduo após Ignição | Máx. 0,05%  |
| Formula              | $C_9H_8O_4$ |
| P.M.                 | 180,16      |
| CAS                  | 50-78-2     |

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO