

## FICHA TÉCNICA

**COD: R00780500 ACIDO CITRICO ANIDRO PA**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Dosagem	Min. 99,5%
Ponto de Fusão	100°C
Res. após evaporação	Máx. 0,02%
Insolúveis	Máx. 0,005%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,001%
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	Máx. 0,002%
Ferro (Fe)	Máx. 0,0003%
Metais Pesados (como Pb)	Máx. 0,0002%
Oxalato (C <sub>2</sub> O <sub>4</sub> )	Lim.Aprox.0,05%
Formula	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>7</sub>
P.M.	192,13
CAS	77-92-9

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO