



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R00790500 ACIDO CITRICO MONOHIDRATADO PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Dosagem	Mín. 99,50%
Água	Máx. 0,5%
Metais Pesados (como Pb)	Máx. 5ppm
Oxalato	Máx. 100ppm
Sulfato (SO ₄)	Máx. 150ppm
Cálcio (Ca)	Máx. 20ppm
Mercúrio	Máx. 1ppm
Cinzas sulfatadas	Máx. 0,05%
Formula	C ₆ H ₈ O ₇ .H ₂ O
P.M.	210,1
CAS	5949-29-1

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR