

## FICHA TECNICA

**COD: R00791000 ACIDO CITRICO MONOHIDRATADO PA**

| CARACTERISTICAS            | ESPECIFICAÇÃO  |
|----------------------------|--|
| Dosagem                    | Mín. 99,50%  |
| Água                       | Máx. 0,5%  |
| Metais Pesados (como Pb)   | Máx. 5ppm  |
| Oxalato                    | Máx. 100ppm  |
| Sulfato (SO <sub>4</sub> ) | Máx. 150ppm  |
| Cálcio (Ca)                | Máx. 20ppm   |
| Mercúrio                   | Máx. 1ppm  |
| Cinzas sulfatadas          | Máx. 0,05%   |
| Formula                    | C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>7</sub> .H <sub>2</sub> O |
| P.M.                       | 210,1  |
| CAS                        | 5949-29-1  |

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO