



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TÉCNICA

COD: R01070100 ACIDO CROMOTROPICO PA

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Pó cinza ou bege
Teor	Mín. 98,0%
Água (H ₂ O)	8,5 - 9,5%
Formula	C ₁₀ H ₆ Na ₂ O ₈ S ₂ .2H ₂ O
P.M.	400,29
CAS	5808-22-0

Este documento é emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR