

FICHA TECNICA

COD: R01120025 ACIDO DINITROBENZOICO 3,5 PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Descrição	pó cristalino amarelado
Teor	Min. 99,0%
Intervalo de fusão	204 - 208°C
Formula	$C_7H_4N_2O_6$
P.M.	212,12
CAS	99-34-3

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO