



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TÉCNICA

**COD: R01150500 ACIDO ESTEARICO PA**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Min. 95%
Faixa de Fusão	65 - 68°C
Ponto de Ebulição	383°C
CAS	57-11-4
Formula	$C_{18}H_{36}O_2$
P.M.	284,48

Este documento é emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

[WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR](http://WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR)