



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R01171000 ACIDO FORMICO 85% PA

CARACTERISTICAS

Teor
Teste de Diluição
Resíduo de Evaporação
Ácido Acético (C₂H₄O₂)
Cloreto (Cl)
Sulfato (SO₄)
Sulfito (SO₃)
Metais Pesados (como Pb)
Ferro (Fe)
Cor (APHA)
Formula
P.M.
CAS

ESPECIFICAÇÃO

Mín. 85%
Passa no Teste
Máx. 0,05%
Máx. 0,4%
Máx. 0,001%
Máx. 0,002%
Passa no Teste
Máx. 0,0005%
Máx. 0,0005%
Máx. 15
CH₂O₂
46,03
64-18-6

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO