



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R01191000 ACIDO FOSFOMOLIBDICO PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Material Insolúvel	Máx.0,01%
Cloreto (Cl)	Máx.0,02%
Sulfato (SO4)	Máx.0,025%
Amônio (NH4)	Máx.0,01%
Calcio (Ca)	Máx.0,02%
Metais Pesados (Pb)	Máx.0,005%
Ferro (Fe)	Máx.0,005%.
Formula	$H_3[P(Mo_3O_{10})_4].xH_2O$
P.M	1825,25
CAS	51429-74-4

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR