



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TÉCNICA

COD: R01250100 ACIDO GALICO ANIDRO PURISSIMO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Min.99,00%
Aspecto	Pó branco cristalino
Resíduo após ignição	Máx.0,020%
Cinzas sulfatadas	Máx.0,005%
Turbidez	Máx. 10 ppm
Formula	C7H6O5
P.M	170,12
CAS	149-91-7

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR