



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R01280250 ACIDO GLUTAMICO-L PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Pó cristalino ou cristais
Cor	Branco
Teor	99,0 - 100,5%
pH	3,0 - 3,5
Rotação específica	+31,5 a 32,5°
Cloreto	Máx. 200ppm
Amônia (NH ₃)	Máx. 200ppm
Sulfato (SO ₄)	Máx. 200ppm
Formula	C ₅ H ₉ NO ₄
P.M.	147.13
CAS	56-86-0

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO