



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TECNICA

---

**COD: R01510250 ACIDO NICOTINICO (NIACINA) PA**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	99,0 - 101,0%
Metais pesados	Máx.0,002
Sulfatos	Máx.0,02%
Cloretos	Máx.0,02%
Resíduo de ignição	Máx.0,1%
Perda por secagem	Máx.1,0%
Formula	$C_6H_5NO_2$
P.M	123,11
CAS	59-67-6

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

---

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO