



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TECNICA

**COD: R01630250 ACIDO NITRILOTRIACETICO (NTA)**

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Mín. 99%
Cálcio (Ca)	Máx. 0,006%
Ferro (Fe)	Máx. 0,002%
Potássio (K)	Máx. 0,001%
Magnésio (Mg)	Máx. 0,001%
Sulfato (SO4)	Máx. 0,02%
Formula	$N(CH_2COOH)_3$
P.M	191,14
CAS	139-13-9

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO