



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TECNICA

---

**COD: R01661000 ACIDO OLEICO PA**

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Densidade	0,889-0,895
Temperatura de congelamento	Máx.10°C
Valor de acidez	196-204
Índice de iodo	85-95
Ácidos minerais	P.T
Cera neutra e Óleos Minerais	P.T
Resíduo após evaporação	Máx.0,01%
Cor	Incolor a amarelado
Formula	$C_{18}H_{34}O_2$
P.M.	282,46
CAS	112-80-1

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

---

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO