



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TÉCNICA

COD: R01701000 ACIDO OXALICO CRISTAL (2H2O) PA

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Cristais transparentes a Brancos
Cloreto (Cl)	Max. 0,0030%
Ferro (Fe)	Max. 0,0050%
Teor	Mín. 99,60%
Metais Pesados (Pb)	Max. 0,0010%
Teor de ignição (850°C)	Max. 0,050%
Sulfato (SO ₄)	Max. 0,200%
Formula	C ₂ H ₂ O ₄ .2H ₂ O
P.M.	126,07
CAS	6153-56-6

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO