



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R01710100 ACIDO PALMITICO PS

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Min.98%
Faixa de fusão	61-63°C
Identificação	Positiva
CAS	67-10-3
Formula	$C_{16}H_{32}O_2$
P.M.	256,42g/Mol

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR