

FICHA TECNICA


COD: R01740025 ACIDO PERIODICO- ORTO PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	
Aparência	Passa no Teste	Passa no Teste
Teor	99,0 - 101,0%	99,9%
Insolúveis em Água	Máx. 0,01%	<0,01%
Resíduo após Ignição	Máx. 0,2%	<0,2%
Ácido Iódico	Máx. 1,0%	<1,0%
Cloreto, Clorato, Brometo e Bromato (como Cl)	Máx. 0,02%	<0,02%
Iodeto	Máx. 0,001%	<0,001%
Nitrato (NO ₃)	Máx. 0,01%	<0,01%
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,05%	<0,05%
Cálcio (Ca)	Máx. 0,005%	<0,005%
Cádmio (Cd)	Máx. 0,005%	<0,005%
Cobalto (Co)	Máx. 0,005%	<0,005%
Cobre (Cu)	Máx. 0,005%	<0,005%
Ferro (Fe)	Máx. 0,01%	<0,01%
Potássio (K)	Máx. 0,05%	<0,05%
Sódio (Na)	Máx. 0,1%	<0,1%
Níquel (Ni)	Máx. 0,005%	<0,005%
Chumbo (Pb)	Máx. 0,005%	<0,005%
Zinco (Zn)	Máx. 0,005%	<0,005%
Metais Pesados (como Pb)	Máx. 0,005%	<0,005%
Formula	H ₅ IO ₆	-
P.M	227,94	-
CAS	10450-60-9	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO



Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR