

Ficha Técnica

ÁCIDO PERIÓDICO- ORTO P.A

CODIGO:R01740100-100G

Validade: 06 ANOS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Aparência	Passa no Teste
Teor	99,0 - 101,0%
Insolúveis em Água	Máx. 0,01%
Resíduo após Ignição	Máx. 0,2%
Ácido Iódico	Máx. 1,0%
Cloreto, Clorato, Brometo e Bromato (como Cl)	Máx. 0,02%
Iodeto	Máx. 0,001%
Nitrato (NO ₃)	Máx. 0,01%
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,05%
Cálcio (Ca)	Máx. 0,005%
Cádmio (Cd)	Máx. 0,005%
Cobalto (Co)	Máx. 0,005%
Cobre (Cu)	Máx. 0,005%
Ferro (Fe)	Máx. 0,01%
Potássio (K)	Máx. 0,05%
Sódio (Na)	Máx. 0,1%
Níquel (Ni)	Máx. 0,005%
Chumbo (Pb)	Máx. 0,005%
Zinco (Zn)	Máx. 0,005%
Metais Pesados (como Pb)	Máx. 0,005%
Formula	H ₅ IO ₆
P.M	227,94g/mol
CAS	10450-60-9

Este documento é emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.

Departamento
Controle de Qualidade

Químico Responsável
Thiago Elias Pereira

CRQ IV Região
044101214

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP
Site:www.acscientifica.com.br Email:laudo@acscientifica.com.br