



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R01780025 ACIDO ROSOLICO (CI.43800)

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	
Teor	Mín. 85,0%	Teor
Sensibilidade	Passa no teste	Sensibilidade
Solubilidade 0,1%	Passa no teste	Solubilidade 0,1%
Perda na secagem	Máx. 3%	Perda na secagem
C.I.	43800	C.I.
Formula	$C_{19}H_{14}O_3$	Formula
P.M.	290,31	P.M.
CAS	603-45-2	CAS

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO