



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TECNICA

---

**COD: R01800500 ACIDO SALICILICO PA**

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Mín. 99,0%
Ponto de Fusão	158,0-161,0°C
Formula	C <sub>7</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub>
P.M.	138,12
CAS	69-72-7

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

---

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO