



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TECNICA

**COD: R01830250 ACIDO SORBICO PA**

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Pó de cor levemente amarela
Teor	Mín. 99,5%
Cloreto (Cl)	Máx. 0.001%
Sulfato (SO4)	Máx. 0.005%
Total nitrogênio	Máx. 0.002%
Metais pesados (expressos em Pb)	Máx. 0.002%
Ferro (Fe)	Máx. 0.001%
Potássio (K)	Máx. 0.02%
Sódio (Na)	Máx. 0.02%
Perda por incineração a 750 ° C	Máx. 16%
Formula	$[H_4 (SiW_3O_{10})_4]XH_2O$
P.M.	2878.17
CAS	12027-43-9

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO