



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TECNICA

**COD: R01841000 ACIDO SUCCINICO PA ACS**

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Mín. 99,0%
Ponto de fusão	185,0 - 191,0°C
Matérias insolúveis	Máx. 0,01%
Resíduo após a ignição	Máx. 0,02%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,001%
Fosfato (PO <sub>4</sub> )	Máx. 0,001%
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	Máx. 0,003%
Compostos de azoto (como N)	Máx. 0,001%
Metais Pesados (como Pb)	Máx. 5ppm
Ferro (Fe)	Máx. 5ppm
CAS	110-15-6
Formula molecular	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>4</sub>
P.M.	118,09

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO