



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TECNICA

**COD: R01850500 ACIDO SULFAMICO PA ACS**

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	99,3 - 100,3%
Insolúveis	Máx. 0,01%
Resíduo por ignição	Máx. 0,01%
Cloretos (Cl)	Máx. 0,001%
Sulfatos (SO <sub>4</sub> )	Máx. 0,05%
Metais Pesados (Pb)	Máx. 0,001%
Ferro (Fe)	Máx. 5ppm
Formula	NH <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> H
P.M.	97,09
CAS	5329-14-6

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR