



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TECNICA

**COD: R01860500 ACIDO SULFANILICO PA ACS**

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	98,0 - 102,0%
Resíduo após ignição	Máx. 0,01%
Insolúveis em sol. Carbonato de sódio Cloreto (Cl)	Máx. 0,02%
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	Máx. 0,002%
Formula	Máx. 0,01%
P.M	NH <sub>2</sub> C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> SO <sub>3</sub> H
CAS	173,19
	121-57-3

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR