



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R02160100 ACIDO TANICO PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor (Base seca)	Min.95%
Acido Galico	Máx.3,0%
Cinzas	Máx.0,1%
Umidade	Máx.7%
pH 1%	3-5
Solubilidade (H2O)	Passa no teste
Solubilidade (Etanol)	Passa no teste
Teste de Resina	Passa no teste
Teste de Goma	Passa no teste
Formula	$C_{76}H_{52}O_{46}$
P.M.	1701,20
CAS	1401-55-4

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR