



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R02200025 ACIDO TIOBARBITURICO PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Aparência	Branco, a amarelado a marrom claro
Pureza (HPLC)	Min.98,0%
Formula	$C_4H_4N_2O_2S$
P.M	114,15
CAS	504-17-6

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR