



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R02220250 ACIDO TOLUENOSULFONICO-4 (PARA) MONOHIDRATADO PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Dosagem	Mín. 98,5%
Água (H ₂ O)	9,5 - 11,5%
Claridade da Solução	Passa no Teste
Resíduo após Ignição	Máx. 0,1%
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,3%
Metais Pesados (como Pb)	Máx. 0,001%
Ferro (Fe)	Máx. 0,01%
Sódio (Na)	Máx. 0,002%
Formula	C ₇ H ₈ O ₃ S . H ₂ O
P.M	190,22
CAS	6192-52-5

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR