



FICHA TECNICA

COD: R02350025 AGAROSE P/ELETROFORESE

| CARACTERISTICAS | ESPECIFICAÇÃO |
|------------------------|---------------|
| Umidade | Máx. 7% |
| Cinzas | Máx. 0,4% |
| Eletro endosmose (EEO) | 0,05 - 0,13% |
| Sulfato (SO4) | Máx. 0,14% |
| Claridade (NTU) | Máx. 40 |
| CAS | 9012-36-6 |

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO