



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TECNICA

**COD: R02450025 ALANINA-L PA**

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Dosagem	Mín. 98,5%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,02%
Amônio (NH <sub>4</sub> )	Máx. 0,02%
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	Máx. 0,02%
Resíduo de Ignição	Máx. 0,1%
Formula	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> NO <sub>2</sub>
P.M	89,09
CAS	56-41-7

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR