



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R02450100 ALANINA-L PA

| CARACTERISTICAS | ESPECIFICAÇÃO |
|----------------------------|---|
| Dosagem | Mín. 98,5% |
| Cloreto (Cl) | Máx. 0,02% |
| Amônio (NH ₄) | Máx. 0,02% |
| Sulfato (SO ₄) | Máx. 0,02% |
| Resíduo de Ignição | Máx. 0,1% |
| Formula | C ₃ H ₇ NO ₂ |
| P.M | 89,09 |
| CAS | 56-41-7 |

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR