



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R02460500 ALANTOINA PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Pó cristal. Branco
Odor	Característico
Teor	98,5 - 101,0%
Ponto de fusão	226 - 240°C
Identificação IR	Passa o teste
pH	4,5 - 6,5
Resíduo de ignição	Máx. 0,1%
Formula	$C_4H_6N_4O_3$
P.M	158,12
CAS	97-59-6

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR