



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TECNICA

**COD: R02480025 ALARANJADO DE METILA PA ACS**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Claridade da solução	Passa no teste
INTERVALO VISUAL DE TRANSIÇÃO	PH 3,2 4,4
FORMULA	C14H14N3NaO3S
P.M.	327,33
CAS	547-58-0
Claridade da solução	Passa no teste
INTERVALO VISUAL DE TRANSIÇÃO	PH 3,2

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR