



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R02641000 ALCOOL BENZILICO PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Mín. 99,0%
Cor (APHA)	Máx. 20
Resíduo após Ignição	Máx. 0,005%
Acetofenona (C ₆ H ₅ COCH ₃)	Máx. 0,02%
Benzaldeído (C ₆ H ₅ CHO)	Máx. 0,01%
Formula	C ₇ H ₈ O
P.M.	108.14
CAS	100-51-6

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR